

# Endoskopik Mide Balonu Uygulaması

Balon şişirme enjektörü

- ▶ Derin sedasyon altında 15-20 dakika uyku hali sağlanır
- ▶ Gastroskopi uyguluyarak monitörde direkt görüş altında mide içerisine silikon balon yerleştirilir
- ▶ Balon 400-700 ml steril serum ile şişirilir
- ▶ Hasta 5-6 saat hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilir
- ▶ Balon 6 ay sonra endoskopik olarak çıkarılır

Özefagus

Safra kesesi

Mide Balonu

Karaciğer

Duedonum

Mide

Pankreas

Kalın barsak

İnce barsak